



ترازوی بلوتوثی


راهنمای استفاده

۱. نصب و شارژ باتری

(۱) در صورت استفاده از باتری‌های AAA، خواهشمند است نصب را به صورت زیر انجام دهید:

برای اولین استفاده: پوشش باتری در پشت ترازو را باز کرده و نوار جداکننده را بیرون بکشید.

تعویض باتری: پوشش باتری در پشت ترازو را باز کرده، سپس باتری‌ها را مطابق عکس زیر وارد کنید.



توجه: پس از نصب باتری، لطفاً پوشش باتری را ببندید. خواهشمند است از باتری مناسب استفاده کنید. در صورت عدم استفاده برای مدتی طولانی (بیش از سه ماه) باتری را خارج نمایید.

(۲) اگر ترازو دارای باتری قابل شارژ توکار است:

۱. ترازو باید هنگام اولین استفاده یا استفاده پس از مدتی طولانی کاملاً شارژ شود. علامت باتری طی شارژ چشمک زده و هنگامی که شارژش کامل شود ثابت می‌ماند. شارژ کامل در حدود ۲ ساعت زمان می‌برد.

۲. لطفاً از شارژر اندروید 5V با جریان برابر یا کوچک‌تر از 2A استفاده کنید. شارژر با ولتاژ بیش از 5V را به کار نبرید.

۳. توصیه می‌شود در صورتی که ترازو برای مدت زیادی استفاده نمی‌شود، هر ۳ ماه آن را شارژ کنید.

توجه:



علامت باتری طی شارژ روی LCD نمایش داده شده است. جهت حفظ امنیت خودتان، لطفاً از ترازو هنگام شارژ استفاده نکنید. تنها پس از اتمام شارژ و جدا کردن شارژر، وزن کردن را شروع کنید.

۲. اپلیکیشن را دانلود و نصب کنید.

در “آپ استور” یا “گوگل پلی”، “MovingLife” را جستجو نمایید یا از روشی ساده و اسکن کد QR زیر استفاده کنید.



نکته: اپ در حال به روز رسانی است، بنابراین ممکن است با آن چه در راهنما آمده تفاوت داشته باشد. برای اطلاعات نهایی و دقیق، لطفاً اپ را کنترل کنید.

۳. ثبت نام و اتصال

اپ MovingLife را باز کرده، دستگاه را با اپ مرتبط نمایید و مشخصات شخصی خود را ارسال کنید. (پیش از اتصال، لطفاً از روشن بودن بلوتوث و LCD ترازو اطمینان حاصل کنید)

توجه: لطفاً اطمینان حاصل کنید که برای دریافت اندازه‌گیری‌های دقیق، اطلاعات شخصی وارد شده صحیح باشد.

LCD روشن است.



به آرامی روی ترازو
بروید تا روشن شود

ترازو را با اپ مرتبط
کنید

۴. شروع وزن کردن کنید

ترازو را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید. با پاهای برهنه روی ترازو بایستید. هنگامی که عدد وزن ثابت شد، منتقل می‌شود. ترازو پس از چند ثانیه خاموش می‌شود. اپ تمامی مقادیر و پیشینه را نشان داده و ذخیره می‌کند.



ترازو را روی سطحی
صاف و محکم قرار
دهید.

پاهایتان را برهنه روی
الکترودهای ترازو قرار دهید.


داده‌های اندازه‌گیری
شده را در اپ کنترل
کنید.

توجه:

برای اندازه‌گیری دقیق چربی بدن، لطفاً پاهایتان را برهنه روی الکترودهای ترازو قرار دهید.

۵. پشتیبانی از کاربران متعدد

ترازو امکان ارتباط با چندین کاربر را دارد.



توجه: تعداد نهایی کاربران به محصول بستگی دارد.

۶. علائم هشدار روی LCD

تنظیم

در صورت وجود این خطا، لطفاً برای دریافت نتایج صحیح دوباره اندازه‌گیری نمایید.



نشانه بار بیش از حد

وزن شخص روی پلتفرم از حداکثر قابلیت ترازو بیشتر است. لطفاً برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب، پایین بیاوید.

Err

علامت شارژ باتری کم
توان باتری در حال کاهش است.

Lo


۷. نمایش دمای محیط

این محصول می‌تواند در صورت راه اندازی، به صورت اتوماتیک دمای محیط را تشخیص داده و نمایش دهد؛ و پیوسته برای دریافت آخرین دمای محیط تا زمان خاموش شدن، به روزرسانی می‌شود. توصیه می‌شود در صورت تغییر محیط خدمات‌رسانی محصول، برای اطمینان از دقت؛ پس از ۳۰ دقیقه نمایش دمای محیط را کنترل کنید. (برخی محصولات، نمایش دمای محیط را ندارند، لطفاً به محصول خود مراجعه کنید).

۸. تنظیم واحد وزن و ری استارت ترازو

لطفاً واحد وزن را با APP تنظیم کنید. در غیر این صورت، می‌توانید دکمه UNIT در پشت ترازو را برای تبدیل واحد وزن فشار دهید.

دکمه ریست



پشت ترازو

توجه:

۱. سیستم واحد ترازو به مقصد ترازو و یا تقاضای توزیع کننده بستگی دارد.

۲. محصول دارای باتری قابل شارژ، یک دکمه ری‌استارت نظیر آن چه در تصویر نمایش داده شده وجود دارد. اگر محصول کارکرد مناسبی نداشته باشد، لطفاً دکمه ری‌استارت را برای ریست کردن ترازو با کمک یک شیء تیز فشار دهید.

نکاتی برای مصرف‌کننده

محصول می‌تواند پس از تنظیم جنسیت/قد/سن، برای وزن کردن و محاسبه %چربی بدن و %آب‌رسانی بدن و غیره به کار رود. این اندازه‌گیری‌ها تنها نشان دهنده وضعیت چربی بدن هستند.

این محصول برای درمان پزشکی نبوده و در هیچ موسسه درمانی قابل استفاده نیست. استفاده از این محصول؛ برای کودکان در حال رشد، زنان باردار، افراد با علائم ورم و افرادی که تحت درمان بای‌پس قلب قرار دارند، توصیه نمی‌شود.

در زمینه ترازوی چربی بدن

این محصول، یک ترازوی هوشمند چربی بدن با سنسور فشارسنج با دقت بالا است که می‌تواند شما را در ذخیره کردن و پیگیری وزن‌تان در تلفن هوشمند کمک کند. این ترازو می‌تواند داده‌های مربوط به وزن شما و نیز نمودار نتایج مربوط به وزن‌تان را از طریق تکنولوژی بلوتوث به گوشی هوشمند شما بفرستد. بدین طریق شما در هر زمان قادر به پیگیری این روند خواهید بود. برای استفاده از ترازوی بلوتوث، اپ را در تلفن همراه خود دانلود کرده و گام اول در کنترل وزن‌تان را بردارید.

توصیه‌هایی برای استفاده و نگهداری

۱. برای حصول اطمینان از دقت محصول، توصیه می‌شود که هر اندازه‌گیری در همان زمان از روز انجام شود. در شرایط الکترومغناطیس قوی و روی زمینی با لرزش زیاد از محصول استفاده نکنید.
۲. روی ترازو ثابت ایستاده و با پای برهنه الکترودهای روی برهنه را لمس نمایید. خم شدن، در صورت نزدیکی به لبه یک طرف ترازو، به افتادن می‌انجامد. هنگام استفاده از ترازو، همواره به صورت ثابت روی آن بایستید.
۳. در محیط‌های مرطوب و بیش از حد از ترازو استفاده نکنید (طیف دما از 5°C تا 35°C).
۴. هنگام اتمام باتری، لطفاً به موقع باتری را برای جلوگیری از نشت خارج کنید، زیرا به خوردگی بدنه ترازو می‌انجامد.

۵. اگر محصول به درستی کار نمی‌کند، پس:

-
- برای ترازوهایی که از باتری‌های 1.5V AAA استفاده می‌کنند، لطفاً کنترل کنید که باتری درست نصب شده باشد یا توان باتری کم نباشد. با باتری جدید جایگزین نمایید.
- برای ترازوهای با باتری قابل شارژ توکار، لطفاً دکمه ری‌استارت ترازو را با کمک یک شیء تیز فشار دهید.
- ترازو یک ابزار دقیق است، آن را نیندازید، به آن شوک وارد نکنید و ضربه نزنید.
- ترازو را تمیز نگهداری کنید. پاک‌کننده‌های اسیدی به کار نبرید.

سوالات متداول

نرم‌افزار قادر به دریافت نتایج وزن کردن از ترازوی بلوتوث نیست.

- لطفاً علامت اتصال روی رابط اپ را برای آگاهی از وضعیت ارتباط تأیید نمایید.
- از روشن بودن بلوتوث در دستگاه خود و قرارگیری ترازوی بلوتوث دور برد مناسب پوشش سیگنال اطمینان حاصل کنید.
- کنترل کنید که توان باتری کم نباشد.
- اپلیکیشن را دوباره اجرا کنید.
- بلوتوث را روشن و خاموش کنید، سپس ارتباط بلوتوث بین ترازو و تلفن هوشمند را مجدداً برقرار نمایید.

متصل نشدن به دستگاه شما

- لطفاً اطمینان حاصل کنید که تنها یک دستگاه در حال برقراری ارتباط با ترازوی بلوتوث است.
- لطفاً اطمینان حاصل کنید که دستگاه شما به بلوتوث ۴,۰ یا بالاتر مجهز است.

LCD واکنشی نشان نمی‌دهد

- اگر با باتری‌های AAA تغذیه می‌شود، لطفاً ابتدا باتری‌ها را کنترل کنید و در صورت نیاز آنها را جایگزین نمایید.


اگر ترازو دارای باتری‌های با قابلیت شارژ مجدد و توکار است، لطفاً در صورت نیاز از کابل USB برای شارژ مجدد ترازو استفاده کنید.

انجام تعمیرات توسط فروشندگان یا خدمات مشتریان مجاز قابل انجامند.

1. BATTERY INSTALLATION AND CHARGING

(1) If it's powered by AAA batteries, please install as shown below:

First Use: Open the battery cover on the back of scale and put out the insulating strip.
Change battery: Open the battery cover on the back of scale, then install the batteries properly according to the pictures shown below.



Note: After battery installation, please close the battery cover. Please use corresponding battery. Remove battery if it is not used for a long time (more than three months).

(2) If the scale is with built-in rechargeable battery

1. The scale should be fully charged when firstly used or after long-time stored. Battery symbol flashes during charging and displays constantly when charging is finished. It takes about 2 hours to finish.
2. Please use android 5V charger with current equal to or smaller than 2A. DO NOT use charger with voltage larger than 5V.
3. Suggest to charge every 3 months if the scale is not used for a long time.



Remark:

Battery symbol is shown on LCD during charging.
For your safety, please do not use the scale during charging. Only start weighing after charging is finished and removing charger.

2. DOWNLOAD AND SET UP THE APPLICATION

Search "MovingLife" in "App Store" or "Google Play" to download the Application. Or in another most convenient way by scanning the QR code below.



Tips: App is keeping updating, so it may differ from showed on manual. For the final and accurate information, please check on App.

3. REGISTERING AND CONNECTING


Open App MovingLife, connect the device with App and submit your personal profile. (Before connection, please make sure Bluetooth is turned on and scale LCD is lighted up)

Note: Please make sure your setted personal information is correct, in order to get accurate measurements.

The LCD is lighted up




Step gently to
turn on the scale



Connect the
scale with App

4. START WEIGHING

Place the scale on hard and flat floor.
Stand on the scale with bare feet. The
weight reading is stable and flashes,
then begins to be transmitted. The scale
shuts off after several seconds. App will
show and save all indexes and history record.



Place the scale
on hard and
flat floor.

Keep your bare feet
on the electrodes of
scale.


Check the
measurement
data on App.

Note:

To make a proper measurement of body fat,
please keep your bare feet on the electrodes
of scale.

5. MULTIPLE USERS SUPPORTED

The scale can be connected with multiple users.



Note: Final user amount depends on the product.

6. WARNING INDICATIONS ON LCD



Calibration

Error exists, please re-test to get the correct result.



Over-load Indication

The weighing subject on the platform exceeds the maximum capability of scale. Please step off to avoid damage.



Low Battery Indication

The battery power is running low.

7. THE DISPLAY OF AMBIENT TEMPERATURE

This product can detect and display ambient temperature automatically if starting up. And It would constantly refresh the latest ambient temperature until power off.


If you change service environment of the product, it is recommend to check the temperature display in 30 minutes later to ensure its accuracy.

(Some products don't have temperature display, please refer to the actual one.)

8. WEIGHT UNIT SETTING AND SCALE RESTARTING

Please set the weight unit by APP.

If unavailable, you can press UNIT button on back of scale to convert the weight unit.



Back of the scale

Remark:

- 1.The unit system of scale depends on scale destination or the requirement of distributor.
- 2.Product with rechargeable battery is with a restart button as shown in the picture. If the product cannot work properly, please press the restart button to reset the scale with the aid of a sharp object.

USER-FRIENDLY TIPS

The product can be used to weigh and caculate body fat % & hydration % after you set gender/ height/age parameters ect. These measurements are only indicative for body fat status.

This product is not for medical treatment and can't be used in any medical institution. Growing children, pregnant women, those with symptom of edema and those on heart bypass treatment are not suggested to use the product.

ABOUT THE BODY FAT SCALE

The product is a smart body fat scale with a high-precision strain gauge sensor, which can help you to store and keep track of your weight on smart phone. This scale can transmit your

weight data to your smart phone via Bluetooth technology, as well as make graph of your weight results, from which you are able to keep track of the trend anytime. Download the App on your phone to use Bluetooth scale, you will start your first step of weight control.

ADVICE FOR USE & CARE

- 1.To ensure the accuracy of the data, it is recommended that each measurement be carried out at the same time of day. Don't use in strong electro-magnetic condition and field with intense shake .
- 2.Stand on the scale steadily and touch the electrodes on the platform with your bare feet. Tip over will lead to a fall when you step on the edge of one side of the scale. Keep standing firmly on scale when in use.
- 3.Do not use the scale in humid, overheat environment.(Temperature range from 5℃ to 35℃)
- 4.When the battery runs out, please remove the battery in time to prevent leakage of the battery lead scale body corrosion;
- 5.If the product cannot work properly, then
 - For the scale using 1.5V AAA batteries, please check whether battery is installed, or battery power is low.Insert or replace new batteries.
 - For the scale with built-in rechargeable battery, please press the restart button to reset the scale with the aid of a sharp object.
- 6.Do not drop, shock or strike the scale as it is a precise instrument.
- 7.Keep the scale clean. Do not use acid cleaning agent.

FAQ

The software can't obtain weighing results from Bluetooth scale.

- Please confirm the connection sign on the App interface to know the connection status.
- Confirm the Bluetooth is on in your device and the bluetooth scale is on within the valid range of signal coverage.
- Check whether the battery power is running low.
- Relaunch the application.
- Turn off the Bluetooth and on again, then bridge the Bluetooth connection between scale and smart phone again.

Fail to connect to your device

- Please make sure only one device is setting up connection with the Bluetooth scale.
- Please make sure your device is equipped with Bluetooth 4.0 or above.

LCD has no response

- If it's powered by AAA batteries, please first check the batteries and replace them if necessary.
If the scale is with built-in rechargeable battery, please use the USB cable to recharge the scale if necessary.
- Repairs may only be carried out by our authorized customer service or dealers.

The product picture is indicative only.
Appearance specifications please in kind prevail.